



Produktbeskrivelse

LoFric® Hydro-Kit™, hydrofilt engangskateter med saltvannsløsning for aktivering, beregnet for intermitterende urinkateterisering.

Sterilisering og holdbarhet

Alle katetre er strålesterilisert. Utløpsdato er trykket på pakningen.

Pakning

Individuelt pakket.
30 kateter per eske.
2 esker per transportkartong.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg: Polyvinyl pyrrolidone (PVP).

Kateter: Polyolefinbasert elastomer (POBE).

Vannbeholder: Laminert folie av polyetylen tereftalat (PET), aluminium and polyetylen (PE). Sterilt vann med salt (NaCl).

Enkelt pakning: Polyetylene butylacrylate (EBA).

Sortiment

Referanse	Type	Lengde	Størrelse
421 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
421 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
423 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
423 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
423 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
423 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
423 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
423 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
420 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
420 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
420 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
420 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
420 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
420 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
425 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
425 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
425 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
425 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
425 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18



Brukervennlig pakning.



LoFric® Hydro-Kit™

Referanser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk [Wellspect.no](https://www.wellspect.no).

Bli med oss på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

[wellspect.no](https://www.wellspect.no)

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge.
Telefon: +47 815 59 118. www.wellspect.no

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only