



Enkel flikåpning.

Klebrig feste på baksiden gjør at pakningen henger trygt.

Øyeblikkelig aktivering - steril saltvannsløsning inkludert - ett lett trykk og klart til bruk.

Justerbar innføringshylse gir bedre grep og kontroll uten å berøre kateterslangen.

Helt uten PVC, ftalater og lateks.



LoFric katetre er belagt med den unike Urotonic™ Surface Technology. Dermed holder katetret seg glatt og trygt både når det føres inn og trekkes ut.^{1,2}

Skånsomme kateterhull.^{3,4}



Kan brettes sammen og få plass i lommen.



Nelaton Tiemann Flexible

Produktbeskrivelse

LoFric® Origo™, hydrofilt engangskateter med saltvannsløsning for aktivering.

Sterilisering og holdbarhet

Sterilisert ved bestråling. Brukes før utløpsdatoen på emballasjen.

Pakning

30 katetre per eske.
4 kundepakninger per frakteske.
5 katetre per prøvepakke.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg: polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: polyolefinbasert elastomer (POBE).

Vannpose: Laminert folie av polyetylen-tereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE). Sterilt vann med tilsatt salt (NaCl).

Varepakke: Folie på forsiden: Laminert folie av polyetylen-tereftalat (PET), aluminium og polyetylen (PE). Folie på bakside: polyolefin.

Sortiment

| Referanse | Type | Lengde | Størrelse |
|-----------|-------------------------------------|--------|-----------|
| 442 08 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric) | 30 cm | CH 08 |
| 442 10 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric) | 30 cm | CH 10 |
| 442 12 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric) | 30 cm | CH 12 |
| 443 10 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 10 |
| 443 12 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 12 |
| 443 14 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 14 |
| 443 16 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 16 |
| 443 18 20 | LoFric® Origo™ Nelaton (male) | 40 cm | CH 18 |
| 444 10 20 | LoFric® Origo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 10 |
| 444 12 20 | LoFric® Origo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 12 |
| 444 14 20 | LoFric® Origo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 14 |
| 444 16 20 | LoFric® Origo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 16 |
| 444 18 20 | LoFric® Origo™ Tiemann (male) | 40 cm | CH 18 |
| 445 12 20 | LoFric® Origo™ Flexible (male) | 40 cm | CH 12 |
| 445 14 20 | LoFric® Origo™ Flexible (male) | 40 cm | CH 14 |

Alle produkter tilgjengelig i prøvepakke, 5 katetre.
For å bestille, erstatte de to siste sifrene i referansenummeret med 05.



Brukervennlig pakning.

Prøvepakke, 5 katetre.

LoFric® Origo™



Referanser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk [Wellspect.no](https://www.wellspect.no).
Bli med oss på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge.
Telefon: +47 815 59 118. www.wellspect.no

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only