



→ Luer-lock. En koblingstype som er sikker og reduserer risikoen for søl og ufrivillig eksponering. Instillasjonsløsningen holdes helt innelukket.*

Kateterkoblingen er fargekodet etter hvilken diameter kateteret har.

→ Klebrig feste på baksiden gjør at pakningen henger trygt.

Helt uten PVC, ftalater og lateks.



URINARY INSTILLATION CATHETER
CATERE PER URINARIO PER INSTILLAZIONE



LoFric katetre er belagt med den unike Urotonic™ Surface Technology. Dermed holder katetret seg glatt og trygt både når det føres inn og trekkes ut.^{1,2}

→ Skånsomme kateterhull.^{3,4}



Nelaton Tiemann

Produktbeskrivelse

LoFric® Insti-Cath™, engangsbruk, hydrofilt tappekaterer er beregnet til ren intermitterende instillasjonsbehandling.

Sterilisering og holdbarhet

Sterilisert med etylenoksidgass. Brukes før utløpsdatoen på emballasjen.

Pakning

30 katetre per eske. 4 esker per transportkartong.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg: polyvinylpyrrolidon (PVP) og natriumklorid (NaCl).

Kateter: polyolefinbasert elastomer (POBE).

Varepakke: Lakkert papir, laminert film av polypropylen (PP) / polyamid (PA) / polyetylen (PE).

Sortiment

Referanse	Type	Lengde	Størrelse
407 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 08
407 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 10
407 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 12
407 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 14
408 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 08
408 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 10
408 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 12
408 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 14
409 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Tiemann (male)*	40 cm	CH 12
440 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (paediatric)*	20 cm	CH 08
440 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (paediatric)*	20 cm	CH 10

* Kun for instillering av løsninger som er godkjent for intravesikal administrasjon gjennom blæren, og i henhold til instruksjonene.



Brukervennlig pakning.

LoFric® Insti-Cath™

Referanser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk [Wellspect.no](https://www.wellspect.no).
Bli med oss på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.no

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge.
Telefon: +47 815 59 118. www.wellspect.no

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only