



Kateterkoblingen er fargekodet etter hvilken diameter kateteret har.

Klebrig feste på baksiden gjør at pakningen henger trygt.

Helt uten PVC, ftalater og lateks.



LoFric katetre er belagt med den unike Urotonic™ Surface Technology. Dermed holder katetret seg glatt og trygt både når det føres inn og trekkes ut.^{1,2}

Skånsomme kateterhull.^{3,4}



Nelaton Tiemann



Brukervennlig pakning.

Produktbeskrivelse

LoFric®, engangsbrug, hydrofilt urinkateter, beregnet til intermitterende urinkateterisering.

Sterilisering og holdbarhet

Sterilisert med etylenoksidgass. Brukes før utløpsdatoen på emballasjen.

Pakning

30 katetre per eske. 2 eller 4 esker per transportkartong.

Materiale

Hydrofilt overflatebelegg: polyvinylpyrrolidon (PVP) og natriumklorid (NaCl).

Kateter: polyolefinbasert elastomer (POBE).

Varepakke: Lakkert papir, laminert film av polypropylen (PP) / polyamid (PA) / polyetylen (PE).

Sortiment

Referanse	Type	Lengde	Størrelse
400 08 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 08
400 10 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 10
400 12 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 12
400 14 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 14
400 16 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 16
400 18 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 18
400 20 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 20
400 22 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 22
401 06 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 06
401 08 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
401 10 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
402 08 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 08
402 10 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 10
403 08 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 08
403 10 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 10
403 12 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 12
403 14 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 14
403 16 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 16
403 18 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 18
404 08 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 08
404 10 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 10
404 12 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 12
404 14 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 14
405 10 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 10
405 12 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 12
405 14 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 14
405 16 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 16
405 18 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 18

Referanser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

I Wellspect utvikler vi innovative løsninger innenfor kontinenspleie som kan være med på å endre menneskers liv. Vi hjelper våre brukere til en bedre selvfølelse og mer uavhengighet, i tillegg til god helse og velvære. Vi har vært ledende i bransjen i over 40 år med varemerkene LoFric® og Navina™. Vi har som mål å minimere miljøpåvirkningen av produktene våre og streber lidenskapelig etter å bli klimanøytrale. Vi jobber sammen med brukere og helsepersonell for bedre klinisk resultat på en bærekraftig måte, nå og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For mer informasjon om våre produkter og tjenester, vennligst besøk [Wellspect.no](https://www.wellspect.no).
Bli med oss på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

[wellspect.no](https://www.wellspect.no)

Wellspect AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Norge.
Telefon: +47 815 59 118. www.wellspect.no

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only